

PARI COMPACT2

Bitte waschen Sie sich vor jeder Inhalation gründlich die Hände.

Inhalation mit dem Mundstück

- Stecken Sie den Düsenaufsatz mit leichtem Druck auf die Düse im Verneblerteil. Der Pfeil auf dem Düsenaufsatz muss dabei nach oben zeigen.
- Setzen Sie das Vernebleroberenteil auf das Verneblerunterteil und verschließen Sie den Vernebler durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie das Mundstück an den Vernebler.
- Stecken Sie den Anschlussschlauch an den Vernebler.
- Stecken Sie den Vernebler in die dafür vorgesehene Halterung am Kompressor.
- Stecken Sie den Anschlussschlauch an den Kompressor.
- Öffnen Sie den Verneblerdeckel, indem Sie mit dem Daumen von unten gegen den Deckel drücken.
- Füllen Sie die erforderliche Menge der Inhalationslösung von oben in den Vernebler ein. Beachten Sie dabei, dass das minimale Füllvolumen 2 Milliliter und das maximale Füllvolumen 8 Milliliter beträgt.
- Schließen Sie den Verneblerdeckel. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.
- Nehmen Sie den Vernebler aus der Halterung am Kompressor heraus und halten Sie ihn senkrecht.
- Bitte setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin.
- Schalten Sie den Kompressor ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Aerosol erzeugt wird.
- Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Zähne und umschließen Sie es mit den Lippen.
- Atmen Sie möglichst langsam und tief durch das Mundstück ein und entspannt wieder aus.
- Führen Sie die Inhalation so lange durch, bis sich das Geräusch im Vernebler ändert.
- Schalten Sie den Kompressor am Ende der Therapie aus.
- Es bleibt nach Therapieende eine kleine Menge Restflüssigkeit im Vernebler.

Inhalation mit Maske

- Babys ab 6 Monaten können mit der PARI Babymaske soft inhalieren.
- Kinder können, wenn sie noch nicht mit dem Mundstück inhalieren können, mit der PARI Kindermaske soft inhalieren.
- Prüfen Sie, ob das Ausatemventil nach außen gedrückt ist, damit während der Inhalation ungehindert ausgeatmet werden kann.
- Stecken Sie die Maske an den Vernebler.
- Öffnen Sie den Verneblerdeckel, indem Sie mit dem Daumen von unten gegen den Deckel drücken.
- Füllen Sie die erforderliche Menge der Inhalationslösung von oben in den Vernebler ein. Beachten Sie dabei, dass das minimale Füllvolumen 2 Milliliter und das maximale Füllvolumen 8 Milliliter beträgt.
- Schließen Sie den Verneblerdeckel. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.
- Nehmen Sie den Vernebler aus der Halterung am Kompressor heraus und halten Sie in senkrecht.
- Schalten Sie den Kompressor ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Aerosol erzeugt wird.
- Helfen Sie Ihrem Kind, sich aufrecht und entspannt hinzusetzen.
- Setzen Sie die Maske mit leichtem Druck dicht über Mund und Nase auf. Achten Sie darauf, dass sich der Vernebler in senkrechter Position befindet.
- Fixieren Sie die Maske ggf. mit Hilfe des Gummibandes auf dem Gesicht.
- Lassen Sie ihr Kind möglichst langsam und tief durch die Maske ein- und ausatmen.
- Lassen Sie ihr Kind so lange inhalieren, bis sich das Geräusch im Vernebler verändert. Es bleibt nach Therapieende eine kleine Menge Restflüssigkeit im Vernebler.
- Schalten Sie den Kompressor am Ende der Therapie aus und stellen Sie den Vernebler zurück in die Halterung am Kompressor.

Reinigen und desinfizieren Sie den Vernebler wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers und die Packungsbeilage des Medikaments.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihr Inhalationsgerät richtig anwenden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Wissenschaftliche Beratung

Dr. med. Peter Kardos

Gemeinschaftspraxis Lungenzentrum Maingau

Frankfurt am Main

Konzeption und Projektmanagement

Dr. Ulrich Kümmel, Medical Communications, Bonn

Realisation

Marcus Gloger, Bonn