

PARI SINUS2

Inhalation mit dem PARI SINUS2

Waschen Sie vor jeder Inhalation gründlich die Hände.

- Stecken Sie den orangen Düsenaufsatz mit leichtem Druck bis zum Anschlag auf das Verneblerunterteil. Der Pfeil auf dem Düsenaufsatz muss dabei nach oben zeigen.
- Setzen Sie das Vernebleroberenteil auf das Verneblerunterteil und verschließen Sie den Vernebler durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Stecken Sie das Nasenansatzstück auf das Winkelstück und dann beides an den Vernebler.
- Stecken Sie den passenden Anschlusschlauch unten an den Vernebler.
- Öffnen Sie den Verneblerdeckel, indem Sie mit dem Daumen von unten gegen den Deckel drücken.
- Stecken Sie den Vernebler in die dafür vorgesehene Halterung am Kompressor.
- Füllen Sie die erforderliche Menge der Inhalationslösung von oben in den Vernebler ein. Achten Sie darauf, dass das Medikament höchstens bis zum obersten Skalenstrich eingefüllt wird.
- Schließen Sie den Deckel des Verneblers. Achten Sie darauf, dass der Deckel einrastet.
- Stecken Sie den noch nicht angeschlossenen Schlauch mit dem passenden Endstück in den Adapter für Vibration.
- Stecken Sie den Adapter in das Vernebleroberenteil.
- Verbinden Sie beide Schläuche mit dem PARI SINUS2 Kompressor.

- Bitte setzen Sie sich entspannt und aufrecht hin.
- Verschließen Sie ein Nasenloch mit dem Nasenstöpsel. Der Nasenstöpsel hat eine kleine Öffnung, die für einen definierten Widerstand bei der Inhalation sorgt.
- Nehmen Sie den Vernebler aus der Halterung und halten Sie ihn dabei senkrecht.

- Setzen Sie das Nasenansatzstück so an das andere Nasenloch, dass dieses dicht verschlossen ist.
- Schalten Sie den Kompressor ein.
- Öffnen Sie den Mund und schließen Sie das Gaumensegel.
Das Gaumensegel schließt sich automatisch, wenn Sie den Mund sehr weit öffnen
oder
wenn Sie bei weniger weit geöffnetem Mund die Zunge im hinteren Bereich des Gaumens nach oben drücken
oder
wenn Sie den Buchstaben „K“ sprechen, aber mitten in der Formulierung innehalten
oder
wenn Sie „ing“ formulieren und die Zunge in der oberen Position halten.
- Das Gaumensegel ist geschlossen, wenn die Nasenflügel leicht vibrieren.
- Während der Therapie atmen Sie weder durch die Nase noch durch den Mund ein und aus. Zum Atmen legen Sie bitte kurze Pausen ein, in denen Sie durch den Mund atmen können. Nach dem Ein- und Ausatmen schließen Sie das Gaumensegel wieder und führen die Therapie fort. Die Therapie dauert insgesamt ca. 5 Minuten. Jedes Nasenloch sollte ca. zweieinhalb Minuten therapiert werden.
- Schalten Sie den Kompressor am Ende der Therapie aus und stecken Sie den Vernebler wieder in die Halterung.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Vernebler wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers und die Packungsbeilage des Medikaments.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihr Inhalationsgerät richtig anwenden, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Wissenschaftliche Beratung

Dr. med. Peter Kardos

Gemeinschaftspraxis Lungenzentrum Maingau

Frankfurt am Main

Konzeption und Projektmanagement

Dr. Ulrich Kümmel, Medical Communications, Bonn

Realisation

Marcus Gloger, Bonn