

Besondere Hinweise zur Reinigung und Pflege

Sie haben heute das Dosieraerosol **Aarane® N** von Ihrem Arzt verordnet bekommen, bitte beachten Sie in der Gebrauchsinformation besonders die Hinweise zur Pflege und Reinigung!

Bei Aarane® N handelt es sich um eine Arzneimittelzubereitung, bei der zwei Wirkstoffe in feinverteilter, fester Form, in unter hohem Druck stehendem flüssigem Treibmittel (Suspension), vorliegen. Beim Freisetzen eines Sprühstoßes gehen die Treibmittel vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über, so dass die Wirkstoffe die Düse als feines Pulver verlassen und inhaliert werden. Selbst bei korrekter Anwendung sind Ablagerungen von Pulverresten auf dem weißen Kunststoffgehäuse des Dosieraerosols unvermeidlich.

Damit das Dosieraerosol immer funktioniert, muss es alle zwei bis drei Tage – oder am besten sogar täglich gereinigt werden. So verhindern Sie, dass die Dosierung ungenau wird oder die Sprühöffnung verstopft und deshalb kein Sprühstoß mehr freigesetzt werden kann.

Zum Reinigen des Dosieraerosols gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die grüne Schutzkappe.
2. Nehmen Sie den Metallbehälter aus dem weißen Kunststoffgehäuse heraus.
3. Spülen Sie das Kunststoffgehäuse von oben und von unten unter einem warmen Wasserstrahl durch, um Ablagerungen in der Sprühöffnung zu lösen. Schütteln Sie danach das Wasser ab und lassen Sie das Kunststoffgehäuse z. B. über Nacht gut trocknen.
4. Setzen Sie nach dem Trocknen alle Teile wieder zusammen, d. h. stecken Sie den Metallbehälter wieder in das Kunststoffgehäuse und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf das Kunststoffgehäuse.

Zusätzliche Hinweise

→ Die Gummimanschette auf dem Metallbehälter darf nicht entfernt werden, da sie für das einwandfreie Funktionieren des Dosieraerosols wichtig ist.

→ Da einer der beiden in Aarane® N enthaltenen Wirkstoffe wasseranziehend ist, vermeiden Sie ein Aufbewahren des Dosieraerosols in feuchter Umgebung, um ein Verkleben bzw. Verstopfen zu verhindern.

018395