



## Öffnen

Öffnen Sie die Schutzkappe vollständig.\* Atmen Sie tief aus. Halten Sie den Easi-Breathe® stets senkrecht. Nach Möglichkeit sollte die Anwendung im Stehen oder Sitzen erfolgen.

\*Bei Anwendung des Bedarfs-sprays (Salbulair® N) muss der Easi-Breathe® vor dem Öffnen geschüttelt werden.



## Inhalieren

Führen Sie den Easi-Breathe® zum Mund und schließen Sie die Lippen fest um das Mundstück. Atmen Sie tief und gleichmäßig ein. Achten Sie darauf, nicht die Lufteinlassöffnung oben auf dem Inhaliergerät zu verdecken. Atmen Sie bitte weiter ein, wenn der Sprühstoß ausgelöst wird.



## Schließen

Nehmen Sie das Mundstück aus dem Mund und halten Sie den Atem für ca. 5 – 10 Sekunden an. Atmen Sie anschließend langsam aus. Schließen Sie die Schutzkappe.

**Wenn Sie einen weiteren Sprühstoß auslösen möchten, wiederholen Sie bitte die Vorgehensweise ab Bild 1.**

Ein kurzes Video zur Inhalation finden Sie online bei der Deutschen Atemwegliga e.V.:

<http://www.atemwegliga.de/easi-breathe.html>



Der Easi-Breathe® ist eine technische Weiterentwicklung der herkömmlichen Inhaliergeräte. Die Handhabung ist besonders leicht zu erlernen und mühelos nachzuvollziehen.

## Wie funktioniert der Easi-Breathe®?

- › Durch das Einatmen wird der Sprühstoß automatisch ausgelöst.
- › Der Wirkstoff wird immer im richtigen Moment, nämlich zu Beginn der Inhalation, abgegeben.
- › Der Easi-Breathe® setzt immer eine gleichbleibende Wirkstoffdosis frei.

## Wie wird der Easi-Breathe® gereinigt?

Das Mundstück des Inhaliergeräts sollte etwa 3- bis 4-mal wöchentlich mit warmem Wasser gereinigt und anschließend getrocknet werden. Hierfür müssen Sie zuvor den oberen Teil der Kunststoffhülle abschrauben und den Wirkstoffbehälter herausnehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.