

# Facile à utiliser :


L'inhalation avec le nébuliseur Easyhaler® étape par étape.

## Secouez

## Appuyez jusqu'au clic


## Inhalez

1




- Retirez le capuchon de protection de l'embout buccal

2




- Secouez énergiquement 3 à 5 fois l'Easyhaler®

3



- Tenez le nébuliseur à la verticale
- Appuyez fermement et une seule fois sur le dispositif en le tenant entre le pouce et l'index jusqu'à ce qu'un clic se produise
- Laissez revenir ensuite le dispositif dans sa position initiale


4



- Expirez normalement (mais PAS dans l'embout de l'Easyhaler®)
- Placez l'embout buccal de l'Easyhaler® dans votre bouche en plaquant bien vos lèvres tout autour
- Inspirez fortement et profondément à travers l'Easyhaler®
- Retirez l'appareil et retenez votre souffle pendant 5 secondes
- Remettez le capuchon de protection sur l'embout buccal

### Si vous utilisez une boîte de protection

**Vous n'avez PAS besoin de sortir l'Easyhaler® de la boîte pour l'inhalation.**



- Ouvrez la boîte de protection
- Retirez le capuchon de protection de l'embout buccal
- Inhalez comme indiqué aux points 2 à 4
- Remettez le capuchon de protection sur l'embout buccal
- Fermez la boîte de protection


### En cas de mauvaise manipulation

Si...

- vous avez appuyé sur l'Easyhaler® par erreur
- vous avez appuyé plus d'une fois sur l'Easyhaler®
- vous avez expiré dans l'appareil

Alors...

- tapotez l'embout buccal de l'Easyhaler® contre le plateau d'une table ou dans votre main




**Si plusieurs doses par prise vous ont été prescrites, répétez les points 2 à 4 autant de fois que nécessaire.**

**! Pour réduire le risque d'infection par des champignons, rincez-vous la bouche et la gorge à l'eau SANS l'avaler.**

### Le compteur

Le nébuliseur Easyhaler® présente un dispositif de comptage, qui affiche le nombre de doses individuelles encore disponibles.

- Le compteur avance d'un cran après respectivement 5 utilisations
- Une marque rouge apparaît lorsqu'il ne reste plus que 20 doses individuelles
- Lorsque le compteur est à 0, l'Easyhaler® doit être remplacé



D'autres informations et une vidéo montrant comment utiliser correctement le nébuliseur sont disponibles sur le site [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)

 **Easyhaler®**

Simple, précis, fiable – pour le bien du patient.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg  
Fon +49 (0) 40 89 96 89-0 Fax +49 (0) 40 89 96 89-96  
info.hamburg@orionpharma.com  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) [www.orionpharma.de](http://www.orionpharma.de)

**ORION PHARMA**