


# Простое применение:

Пошаговое описание ингаляции при помощи устройства Easyhaler®.


1



- Снимите защитный колпачок с загубника

Потрясите

2



- Сильно встряхните ингалятор Easyhaler® 3-5 раз

Щелчок


3



- Держите устройство вертикально
- Однократно сильно сожмите его между большим и указательным пальцем, пока не услышите щелчок
- После этого позвольте устройству разжаться в исходное положение

Вдох

4



- Выдохните обычным образом (однако НЕ в ингалятор Easyhaler®)
- Плотно захватите Easyhaler® губами
- Сильно и глубоко вдохните через Easyhaler®
- Удалите устройство и в течение 5 секунд задержите дыхание
- Затем сделать выдох рядом с устройством
- Наденьте защитный колпачок на загубник


Если Вам предписана более чем одна доза, повторите шаги 2-4.

Для уменьшения риска грибной инфекции прополощите рот и глотку водой, НЕ проглатывая ее.

## Показания счетчика

Ингалятор Easyhaler® снабжен счетчиком, который показывает количество оставшихся доз.


- После пятого применения показания на счетчике изменяются
- Красная отметка – это сигнал о том, что осталось всего лишь 20 доз
- Если счетчик на нуле, ингалятор Easyhaler® нужно заменить



## Если вы используете защитный бокс

НЕ извлекать Easyhaler® при ингаляции из защитного бокса.

- Открыть защитный бокс
- Снять с мундштука защитный колпачок
- Ингалировать, как описано в шагах 2-4
- Надеть защитный колпачок на мундштук
- Закрыть защитный бокс



## При неправильном применении


Устройство Easyhaler® предотвращает двойную дозировку!

Если...

- Easyhaler® был сжат до щелчка случайно
- Easyhaler® был задействован более одного раза
- Вы выдохнули в устройство

То...

- постучите загубником ингалятора Easyhaler® о поверхность стола или о свою ладонь



Более подробную информацию вы найдете по ссылке: [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)



ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg  
Fon 040-899689-0  
info-hamburg@orionpharma.com  
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland

**ORION PHARMA**

**EASYHALER**