



ደረጃታት መሰርሕ ምጥቓም ምስትንፋስ መሰርሕ መተንፈሲ®

ጎጽጉጾ(ሕቆኖ)




- ካብቲ ኣፋ ናይቲ መተንፈሲ መሰርሕ እታ መክደኒት ክፈታ




- ነቲ ናይ መሰርሕ Easyhaler® ኣበርቲዕካ ካብ 3 ክሳብ 5 ጊዜ ዝኸውን ጎጽጉጾ(ሕቆኖ)

ጣዕ(ምጽቃጥ)



- ነቲ ናይ መሰርሕ መተንፈሲ ንላዕሊ ገጽካ ሕዞ
- ቢታ ዓባይ ዓባይት ኣጸብዕትኻ ካብቲ ታሕተዎይ ክፋል ቢታ መመልከቲት ኣጸብዕትኻ ድማ ቢታ ላዕለዎይ ክፋል ክሳብ ጣዕ ዝብል ድምጺ ትሰምዕ ጽቀጦ
- ቀጺልካ ባዕላ ጣዕ ኢላ ናብ ቦትኣ ክሳብ ትምለስ ተጸበያ

ንውሽጢ ምስትንፋስ (ምስትንፋስ)



- ከም ንቡር ኹንካ ንደገ
- ኣስተንፍስ(እንተኾነ ግን ናብታ መሰርሕ Easyhaler® ኣይተስተንፍስ)
- ኣብ ከባቢ ናይታ መሰርሕ Easyhaler® ከንፈርካ ኣጸቢቅኻ ዕጸዎ
- ነቲ ናይ መሰርሕ Easyhaler® ተጠቂምካ ዓሚቅን ቀጻልን ዝኾነ ምስትንፋስ ኣስተንፍስ
- ድሕሪኡ ኣብ ጥቓቲ መሰርሕ ኣየር ኣውጽኡ
- ነታ መክደኒት ናይታ ኣፍ ናይቲ መተንፈሲ መሰርሕ ናብ ቦትኣ ምለሳ


እንድሕር ደኣ ካብ ሓደ ጊዜ ንላዕሊ ንክትጥቆም ብሕክምና ተነገርካ ካብ 2 ክሳብ 4 ዘሎ ደረጃ እንደገና ተጠቀም

- ! ረኽሲ ናይ ፋንጋስ ኣብ ኣፍካ ንምቅናስ:
- ኣፍካ ብደምቢ ማይ ጌርካ ጎጽጉጾ: ነቲ ማይ
- ድማ ኣይትውሓጦ

ቆጻሪት

እቲ ናይ መሰርሕ Easyhaler® ቆጻሪት ክንደይ ሓሓደ ዓቕን ምትንፋስ ከምዝተረፈ የርእየካ እዩ።


- እቲ ቆጻሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ምጥቓም ይሕብር
- እቲ ቁጽርታት ናብ ቀይሕ ምስ ተቐየረ: 20 ነፍይ ሓደ ዓቕን ከምዝተረፈ ይሕብር
- እቲ ቆጻሪ 0 ምስ በጽሖ: እቲ ናይ መሰርሕ መተንፈሲ ክትቅይር ኣለካ



መከላኸሊ ሰፈር እንተ ትጥቅምሉ

ነቲ Easyhaler® ብሰንኪ ንውሽጢ ምስትንፋስ ካብቲ መከላኸሊ ሰፈር ኣይተውጽዎ ኢኹም።

- ነቲ መከላኸሊ ሰፈር ክፈትዎ
- ነቲ መከላኸሊ ቁብዕ ካብቲ ክፋል ኣፍ ኣልግሰዎ
- ከምቲ ኣብ ስጉሚታት 2 ክሳብ 4 ዝተገልጸ ንውሽጢ ምስትንፋስ
- እቲ መከላኸሊ ቁብዕ ኣብቲ ክፋል ኣፍ ምለሰዎ
- ነቲ መከላኸሊ ሰፈር ዕጸውዎ



ኣብ ግጉይ ኣጠቓቕማ


ናይ Easyhaler® ኣሰራርሓ፣ ድርብ ጊዜ ብሓንጎብ ምእንቲ ከይወጽእ ይውግድ እዩ!

እንድሕር ደኣ...

- ነቲ መሰርሕ Easyhaler® ብድንገት መሊእካዮ
- ነቲ መሰርሕ Easyhaler® ካብ ሓደ ጊዜ ንላዕሊ ጸቂጥካዮ/ክዮ
- ናብቲ ናይ መሰርሕ መተንፈሲ ሲዒልካ

ሽዑ ...

- ነቲ ኣፍ ናይቲ መሰርሕ Easyhaler® ናብ ጣውላ ወይ ናብ ኢድካ ጠብጥቦ



ተወሰኹቲ ሓበሬታታት ኣብ ዝሰዕብ ክትረኽቡ: www.easyhaler.de

