

При астме и ХОБЛ\*:  
FOSTER® NEXThaler® 100/6

## Правильная ингаляция шаг за шагом

### Очищение:

1 раз в неделю протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность мундштука сухой тканью (не промывать водой!).

### Срок годности:

Срок годности препарата FOSTER® NEXThaler® 100/6 составляет 3 года. После первого вскрытия мешка препарат можно использовать в течение 6 мес. После вскрытия хранить препарат FOSTER® NEXThaler® 100/6 при температуре не выше 25° С и не подвергать ингалятор воздействию влажных сред.

Дальнейшая информация содержится в инструкции по применению.

### Дозировка

#### При астме\*:

2 раза ежедневно по  
1 или 2 ингаляции

#### При ХОБЛ\*:

2 раза ежедневно по  
2 ингаляции



## Показания к применению FOSTER® NEXThaler® 100/6



120

Перед использованием проверьте счетчик доз. Значение между «1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.

Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью закрыта.

Крепко держите ингалятор в вертикальном положении. Затем полностью откройте крышку. Выдохните как можно глубже. Не дышите в ингалятор.



Направьте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, держа ингалятор. Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелчок. Не обращайте на него внимания, продолжайте глубоко вдыхать.

Выньте ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5 – 10 секунд или насколько это возможно без усилий.

Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.



Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте крышку.

119

Проверьте, указывает ли счетчик доз на меньшую дозу. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние устройства.