

Astım ve KOAH için*:
FOSTER® NEXThaler® 100/6

Doğru inhalasyonu adım adım öğrenelim

Temizleme:

Inhaleri haftada bir kere kuru bir bezle (su kullanmadan) silin.

Shelf life:

FOSTER® NEXThaler® 100/6'nın kullanma süresi 3 yıldır. İlaç torba ilk defa açıldıktan sonra 6 ay kullanılabilir. FOSTER® NEXThaler® 100/6 ilacınızı torba açıldıktan sonra 25° C üzerinde sıcaklıkta bulundurmuyun. Inhaleri nemli veya ıslak ortamda bırakmayın.

Ayrıntılı bilgi için lütfen prospektüse bakın.

Dozajınız

Astım için*:
günde 2 kere 1 veya
2 inhalasyon

KOAH için*:
günde 2 kere
2 inhalasyon



FOSTER® NEXThaler® 100/6 için kullanım bilgileri



Açılış

120

Kullanmadan önce sayacı kontrol edin. „1“ ile „120“ arasında bir değer NEXThaler® içinde kaç doz bulunduğunu gösterir.

Inhaler kullanılmadan önce kapağının iyice kapalı olduğundan emin olun.

Inhaleri dik durumda sıkıca tutun. Şimdi kapağı tamamen açın. Mümkün olduğu kadar derin nefes verin. Bunu yaparken nefesinizi inhalerin içine vermeyin.



Inhalasyon

Inhaleri ağzınıza götürün, ağızlığı dudaklarınızla sıkıca kavrayın. Inhaleri tutarken hava girişini kapatmamaya dikkat edin. Hızlı ve derin bir nefes alarak ilacı inhale edin. Bir tıkırtı duyacaksınız. Buna aldırmayın ve derin nefes almaya devam edin. Sonra inhaleri ağzınızdan çekin, nefesinizi 5 – 10 saniye, veya yorulmadan tutabildiğiniz kadar tutun.

Sonra yavaş yavaş nefes verin. Nefesinizi inhalerin içine vermeyin.



Kapanış

Inhaleri tekrar dik duruma getirin ve kapağını iyice kapayın.

119

Sayacın bir doz eksik gösterdiğinden emin olun. Böyle değilse, inhalasyon tekniğini değerlendirmesi için hekiminize başvurun veya eczacınızdan cihazın durumunu kontrol etmesini rica edin.