

Inhalation mit dem MicroAir U100

Vor der ersten Anwendung

- Lesen Sie vor der ersten Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
- Nehmen Sie das Gerät auseinander, reinigen und desinfizieren Sie die Einzelteile.

Beachten Sie die Reinigungshinweise am Ende des Videos. Schauen Sie sich dazu das Video bitte bis zum Ende an!

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite, indem Sie die Entriegelungsknöpfe an beiden Seiten betätigen.
- Legen Sie die Batterien entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polarität ein.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an, indem Sie auf beiden Seiten auf die Batterieabdeckung drücken.

Vorbereitung

- Bauen Sie das Inhaliergerät nach der Reinigung zusammen. Richten Sie dazu die Markierung am Medikamentenbehälter an der Markierung auf dem Hauptgerät aus.
- Drücken Sie den Medikamentenbehälter nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
- Öffnen Sie den Medikamentenbehälter, indem Sie an beiden Seiten des Deckels drücken.
- Füllen Sie den Medikamentenbehälter. Die maximale Füllmenge beträgt 10 ml.
- Positionieren Sie die Verneblermembranabdeckung. Berühren Sie dabei nicht die Membran.
- Drücken Sie den Deckel des Medikamentenbehälters bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Die Verneblerabdeckung ist jetzt befestigt.
- Bringen Sie den Maskenadapter am Hauptgerät an.

- Bringen Sie die Maske oder das Mundstück am Maskenadapter an. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Inhalation

- Wenn Sie den EIN/AUS-Schalter betätigen, beginnt die Verneblung. Bei erneuter Betätigung endet die Verneblung.
- Neigen Sie das Gerät leicht. In dieser Position ist das Vibrationselement in das Medikament eingetaucht und die Verneblung beginnt, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
- Nachdem das Vibrationselement in das Medikament eingetaucht wurde, kann das Gerät in jedem beliebigen Winkel betrieben werden.
- In einigen Positionen endet die Verneblung möglicherweise nach einem kurzen Moment. Neigen Sie das Gerät in diesem Fall kurz noch einmal, damit das Vibrationselement wieder in das Medikament eingetaucht wird.
- Nehmen Sie das Mundstück in Ihren Mund oder setzen Sie die Maske über Mund und Nase.
- Atmen Sie langsam und tief ein, damit das Medikament tief in Ihre Lunge gelangt.
- Halten Sie den Atem kurz an.
- Entfernen Sie das Mundstück aus dem Mund und atmen Sie langsam aus.
- Verhalten Sie sich immer ruhig und entspannt während der Inhalation.
- Atmen Sie nicht zu schnell und machen Sie eine Pause, wenn Sie sich ausruhen wollen.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis das Medikament vollständig inhaliert ist.
- Bei Verwendung einer Maske ist eine Inhalation in nahezu jeder Position möglich.
- Kleinkinder inhalieren in der Regel immer mit einer Maske.
- Kleinstkinder und Babys können unter Verwendung der Schnullermaske inhalieren.

Reinigung

- Nach jeder Inhalation wird das Gerät gereinigt.

- Entfernen Sie dazu den Maskenadapter vom Hauptgerät indem Sie an beiden Seiten des Maskenadapters drücken.
- Öffnen Sie den Membranbehälter und entfernen Sie die Verneblerabdeckung. Berühren Sie dabei nicht die Membran.
- Entsorgen Sie mögliche Rückstände und setzen Sie die Verneblermembranabdeckung wieder auf.
- Füllen Sie den Medikamentenbehälter mit Wasser
- Vernebeln Sie das Wasser 1 – 2 Minuten lang.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Verneblermembranabdeckung vom Medikamentenbehälter.
- Waschen Sie diese mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel und spülen Sie mit klarem Wasser ab. Waschen Sie die Verneblermembranabdeckung nicht unter fließendem Wasser. Entfernen Sie überschüssiges Wasser und lassen Sie die Abdeckung an einem sauberen Ort an der Luft trocknen.
- Nehmen Sie danach den Medikamentenbehälter vom Hauptgerät ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen.
- Waschen Sie Medikamentenbehälter, Mundstück, Maske, Schnullermaske und Maskenadapter in Wasser mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel. Spülen Sie die Teile danach gründlich unter fließendem Wasser und lassen Sie sie in sauberer Umgebung an der Luft trocken.
- Spülen Sie das Vibrationselement und seine Umgebung mit fließendem Wasser. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterieabdeckung angebracht ist, damit keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Reinigen Sie das Hauptgerät indem Sie es mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch abwischen und reiben Sie das Hauptgerät anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocken.
- Bauen Sie den Inhalator, nachdem alle Teile getrocknet sind, wieder wie zu Beginn des Videos gezeigt zusammen.

Desinfektion

Das Gerät sollte nach Gebrauchsanweisung gereinigt und desinfiziert werden, um sicherzustellen, dass sich dort keine Mikroorganismen festsetzen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihr Inhaliergerät richtig anwenden oder wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Wissenschaftliche Beratung

Dr. med. Peter Kardos

Gemeinschaftspraxis und Zentrum für Pneumologie, Allergologie, Schlafmedizin

Klinik Maingau vom Roten Kreuz

Frankfurt am Main

Konzeption und Projektmanagement

iKOMM GmbH Bonn

Realisation

Marcus Gloger Bonn